

## B-EQUIPMENT

**High frequency instrument used to increase blood circulation, stimulate glandular activity, remove bacteria and ease the penetration of cosmetic products.**

Equipo de alta frecuencia utilizado para acelerar la circulación sanguínea, estimular la actividad glandular, eliminar bacterias y facilitar la penetración de activos.

Appareil à haute fréquence utilisé pour accélérer la circulation sanguine, stimuler l'activité glandulaire, éliminer les bactéries et faciliter la pénétration d'actifs.

Hochfrequenzgerät. Es wird eingesetzt zur Anregung der Drüsentätigkeit, zur Beschleunigung der Hautdurchblutung, um Bakterien zu töten und damit die Wirkstoffe besser dringen.

Apparecchiatura di alta frequenza usata per aumentare la circolazione sanguigna, stimolare l'attività ghiandolare, eliminare i batteri e facilitare la penetrazione dei principi attivi.

### High Frequency

**Ref. F314A**

**Weight:** 2,2Kg

**Size:** 20,5x22x7 cm

**Input voltage:** 220 -240V

**Input frequency:** 50Hz/60Hz

**Power:** 20W

**Working Power:** 5W

**Working Frequency:** 250kHz

### PACKING SIZE cm

37x27,5x14

**N.W.Kg**

2,2

**G.W.Kg**

2,7

